



Installatiehandleiding Widex TONELINK-app

Deze handleiding beschrijft hoe de TONELINK-app op de mobiele telefoon geïnstalleerd kan worden en hoe deze gekoppeld wordt aan de hoortoestellen.

Downloaden en installeren

- De TONELINK-app is gratis te downloaden in de Apple App Store of de Google Play Store.
- Om de app te openen, tikt u op het TONELINK-app-pictogram dat op uw scherm verschijnt nadat de installatie is gelukt.
- U bent nu klaar om je hoortoestellen met de app te verbinden. Volg de stappen die op uw scherm verschijnen.

Het koppelen van de hoortoestellen

1. U dient in het menu van uw Smartphone de Bluetooth verbinding met uw hoortoestellen te verwijderen:
 - iPhone: Ga naar instellingen, Toegankelijkheid, Hoortoestellen. Selecteer vervolgens de hoortoestellen en kies '**Vergeet dit apparaat**'.
 - Android: Ga naar instellingen, Verbindingen, Bluetooth. Klik op het icoontje (tandwiel) achter de hoortoestellen en kies '**Koppeling opheffen**'.
2. Open de TONELINK-app en druk op '**Aan de slag**'.
3. Lees en accepteer de algemene voorwaarden en het privacybeleid. Tik op '**Ik accepteer**'.
4. Het scannen van de QR-code dient overgeslagen te worden. Tik op '**Sla over**'.
5. Start nu de hoortoestellen opnieuw op: Open en sluit eerst de batterijklepjes van uw hoortoestellen voordat u ze in uw oren plaatst. Bij oplaadbare hoortoestellen dient u de toestellen in de lader te plaatsen en er weer uit te halen en in uw oren te plaatsen. Druk op '**Volgende**' om verder te gaan.
6. Koppel de hoortoestellen met uw telefoon. Selecteer '**Koppelen**'. Wanneer u een geluid hoort dat via uw hoortoestellen wordt afgespeeld, drukt u op '**Ja**'.
7. Welkom bij de Widex TONELINK-app. Druk op '**Aan de slag**' en u kunt uw hoortoestellen bedienen met deze app.